

Merkblatt für sensomotorische Einlagen

Wichtig ist eine Symbiose zwischen Schuh und Einlage. Die Einlage sollte wie ein Schlüssel passgenau im Schuh sitzen und darf sich nicht im Schuh verschieben. Die Schuhe sollten eine gute Rückfußführung und eine gute Flexibilität im Vorfuß aufweisen. Achten Sie bitte darauf, dass die Einlegesohle entfernt werden kann. Der frei werdende Raum sichert den Platz für die sensomotorische Einlage. Die Einlagen sollten um das „Lernziel“ zu erreichen, mindestens 4 Stunden pro Tag getragen werden. Eine längere Tragezeit ist eher positiv und hat keine negativen Auswirkungen. Die Einlage kann bei 30° in der Waschmaschine gereinigt werden. Zum Trocknen legen Sie die Einlage nicht auf die Heizung oder in den Trockner. Sensomotorische Einlagen sollten viertel- bis halbjährlich kontrolliert werden. Spätestens wenn Ihr Kind neue Schuhe braucht, sollte auch die Einlage geprüft werden.

Unser Service damit Sie gut gehen

Wir liefern und fertigen Ihnen:

- orthopädische Maßschuhe
- Einlagen
- Schuhsicherungen
- Kompressionsstrümpfe
- Orthesen
- Innenschuhe
- Bandagen für Fuß und Bein
- Bewegungsanalysen
- Fußdruckmessungen
- Podologie
- medizinische Fußpflege
- Hautpflege für Diabetiker
- Bequemschuhe (auch Einzelbestellungen)
- Verbandschuhe
- Antivarschuhe
- sensomotorische Einlagen
- Beratung bei Fußproblemen

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns. Mit freundlichen Grüßen

Ihre Orthopädie-Schuhtechnik
Hendrik Weißflog

Merkblatt für

- Maßschuhe
- Einlagen
- Diabetiker
- Sensomotorik

Füße sind Partner für`s Leben ...
Denken Sie daran!?



Freepik/Crissy Pauley

Wir sind für Sie da:

Orthopädie - Schuhtechnik
Bequemschuhe
Podologie

Weißflog

Lauter - Kirchstraße 1
Telefon: 03771 - 25 63 51
Fax: 03771 - 25 63 64

Mo. - Fr. 08.00 - 12.00 & 14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch Nachmittag geschlossen!

Annaberg-Buchholz - Münzgasse 7
Telefon: 03733 - 42 65 68
Fax: 03733 - 67 95 78 5

Mo. - Fr. 08.00 - 12.30 Uhr
Mo., Di., Do. 13.00 - 17.30 Uhr

E-Mail: info@orthopaedie-weissflog.de
Internet: www.orthopaedie-weissflog.de

Stand 03/2018



Orthopädie - Schuhtechnik
Bequemschuhe
Podologie

Weißflog



Kirchstraße 1 · 08315 Lauter-Bernsbach